

Sağlık Müdürlüğünden Ruhsat alınsın veya alınmasın TSE 13181 standardı istenecektir. TSE den standart satın alınmalıdır.

TSE 13181 egöre (Ortez-protez üretim ve uygulama merkezlerinde bulundurulması gereken asgari fiziksel standartlar)

Fonksiyonlarına göre Yapım ve Uygulama Merkezleri	kabul ve dinlenme odası	Ölçü-prova odası	Atölye	Malzeme deposu	Klozetli Tuvalet	Eğitim Salonu	Toplam
Ortez Yapımı ve Uygulama Merkezi	10 m2	10 m2	10 m2	6 m2	4 m2		40 m2
Protez Yapımı ve Uygulama Merkezi	10 m2	10 m2	10 m2	6 m2	4 m2	10 m2	50 m2
Protez - Ortez Yapımı ve Uygulama Merkezi	15 m2	14 m2	25 m2	12 m2	4 m2	15 m2	85 m2

Yapım ve uygulama merkezlerinde bulundurulacak malzemeler

Paralel bar (Protez Yapanlar)	Döküm sehpası	Mengene
Hasta masası (Protez Yapanlar)	Ayaklı zımpara taşı motoru	Örs (20kg)
Prens fırın	Tartı aleti	Allen anahtarı takımı**
Model kurutma fırını	Kapsül makinası	Çekiç
Zımpara tezgahı*	Boru kesme aparatı	Yıldız tornavida takımı
Oyma tezgahı*	Kerpeten	Düz tornavida takımı
Makas (kollu)	Pergel	Şerit metre
Ölçü sehpası	Makas	Maket bıçağı
PVA için ütü	Kılavuz takımı	Yan keski
Toz emici sistem (Zımpara vs.için)	Pafta takımı	Karga burnu
Vakum pompası*	Çarklı zimba	Keski, Nokta, Zımpara takımı
Kuvvetli vakum	Tesviyeci gönyesi	AVO metre
Matkap tezgahı	Falçata	Eğme takımı
Kaynak makinası	Mezuro	Törpü takımı – Ağaç için
Şerit testere veya dekupaj	Danalya	Törpü takımı – Alçı için
Elektrikli alçı testere	Yapıştırıcı kutusu	Testere – Metal için
Hava kompresörü	Çelik cetvel	Toz alçı saklama kabı
Isı tabancası (en az 400 °C)	Ayarlı pense	Elektrikli su ısıtıcısı
Dikiş makinası	Skarpela	Merdiven ve Rampa (Protez Yapanlar)
Saya makinası	İş tezgahı	Kumpas (Büyük ve Küçük)
	Eğim anahtarı (çift)	Pense

Kas elektriğini alan ve ölçümünü gösteren cihaz*** (**Protez Yapanlar**)

* Bu makinalar birleştirilmiş olabilir.

** Her tezgâh üzerinde en az bir tane olmalıdır.

*** Myoelektrik kontrollü protez yapan merkezlerde diğer araç - gereçlere ek olarak bulunması gerekli cihazdır.

Sağlık Müdürlüğü (Ortez-protez üretim ve uygulama merkezlerinde bulundurulması gereken asgari fiziksel standartlar)

Bölümler	kabul ve dinlenme odası	Ölçü-prova odası	Atölye	Malzeme deposu	Uygulama ve eğitim odası	Klozetli tuvalet ve lavabo	Toplam
Sağ.Müd. İstedığı Büyüklük (metrekare)	15 m2	10 m2	25 m2	10 m2	10 m2	4 m2	74 m2
TSE 13181	15	14	25	12	15	4	85

Başvuru için istenecek belgeler

Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir;

- a) Merkezin yerleşim yerinin tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,**
- b) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi**
- c) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,**
- ç) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi**

Kurucu olacak gerçek kişiden veya tüzel kişilik temsilcisinden aşağıdaki belgeler

- a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,**
- b) Tüzel kişiliğin şirket olması halinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin**
- c) Tüzel kişiliğin sermaye şirketi olması halinde göstereceği temsilciden, temsilcinin**
- ç) Tüzel kişiliğin dernek veya vakıf olması halinde göstereceği temsilciden, dernek**
- d) Tüzel kişiliğin dernek veya vakıf olması halinde, merkezin açılış faaliyetleri**

Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir:

- a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,**
- b) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan,**
- ç) Ortez-protez yapım ve uygulama merkezleri için; ortez-protez uzmanı, ortetist-**
- d) Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak tam gün çalışmayı öngören hizmet**